

SABANA® Cellulose

Hämostyptikum aus oxidiertem,
resorbierbarer Zellulose

NEU

SABANA Cellulose

ist ein steriles, resorbierbares Hämostyptikum. Es wird mittels kontrollierter Oxidation aus regenerierter Zellulose hergestellt und von SABANA® in fibrillärer oder gestrickter Form angeboten.

Anwendung

SABANA Cellulose – Hämostyptikum aus oxidierte, resorbierbarer Zellulose wird als Hilfsmittel bei chirurgischen Eingriffen angewendet und ist überall dort indiziert, wo kapillare, venöse und kleine arterielle Blutungen gestillt werden sollen und wo herkömmliche Maßnahmen zur Blutstillung, wie Ligatur oder andere konventionelle Methoden schwierig oder unzureichend sind.

Merkmale

- Hergestellt aus oxidierte regenerierter Cellulose
- Einfache Handhabung (flexibel und formbar)*
- Kann ohne Auszufransen zugeschnitten werden**



Bestellinformationen

Produkt	Maße	Bestellnummer	Inhalt	Preis (netto)
SABANA Cellulose (gestrickt)	1,3 x 5,1 cm	SCLR052	6 Stück	104,50 €
SABANA Cellulose (fibrillär)	5,1 x 2,5 cm	SCLF12	6 Stück	120,00 €

Wichtig:

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung (IFU) für vollständige Anwendung, Gegenanzeigen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Nebenwirkungen und unerwünschte Ereignisse.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: www.sabana.de

Quelle:

*Basierend auf der **SABANA Cellulose** Gebrauchsanweisung.

Preisänderungen, technische Änderungen des Ausstattungsumfangs sowie Irrtum bleiben vorbehalten. (Stand 01/2025)